

Anti-Haptoglobin (Hp) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P00738

품목 번호: CM0014300



소개

인간 Haptoglobin(HP)을 표적으로 하는 Rabbit polyclonal antibody로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트를 인식합니다. 유리 헤모글로빈 포착, 항산화, 급성기 단백질 역할을 합니다. 용혈, 염증 및 장 투과성 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	Haptoglobin (HP) Rabbit pAb
비고/별칭	BP; HPA1S; HP2ALPHA2; Haptoglobin (HP)
종	인간
GeneID (Human)	3240
GeneID	3240
면역원	인간 Haptoglobin (NP_005134.1)의 아미노산 1-100에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P00738
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스백