

Wb, Elisa용 Anti-Has1 토끼 다클론 항체 - Q92839

품목 번호: CM0013405

소개

인간 히알루론산 합성효소 1(HAS1)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 65 kDa 단백질을 검출합니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 히알루론산 합성 및 세포외기질 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HAS1 토끼 pAb
비고/별칭	HAS; HAS1
종	인간
유전자 ID	3036
면역원	재조합 단백질 인간 HAS1(NP_001514.2)의 아미노산 80-390에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
범주	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q92839
단백질 분자량	65kDa
배송	아이스팩