

Wb, Elisa용 항-Has2 토끼 다클론 항체 - Q92819

품목 번호: CM0026165

소개

인간 히알루로난 합성효소 2(HAS2)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스와 쥐와 교차 반응합니다. 히알루로난 합성 및 세포외 기질 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HAS2 토끼 pAb
비고/별칭	HAS2
종	인간
유전자ID (인간)	3037
유전자ID	3037
면역원	재조합 단백질 인간 HAS2(NP_005319.1)의 아미노산 67-186에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 쥐
SWISS	Q92819
단백질 분자량	64kDa
배송 방법	아이스백