

Wb, If/Icc, Elisa용 항Has3 다클론 항체 - O00219

품목 번호: CM0013919

소개

인간 HAS3에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 교차반응성을 가집니다. 히알루론산 합성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HAS3 토끼 pAb
비고/별칭	HAS3
종	인간
유전자ID (인간)	3038
유전자ID	3038
면역원	재조합 단백질: 인간 HAS3 (NP_619515.1)의 아미노산 67-281에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O00219
단백질 분자량	63kDa
배송 방법	아이스 팩