

Wb, Elisa용 항Haspin 토끼 다클론 항체 - Q8Tf76

품목 번호: CM0020453



소개

인간 HASPIN(GSG2)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 세포 주기 및 염색질 조절 연구에 활용하실 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	세부 정보
제품명	HASPIN 토끼 pAb
비고/별칭	GSG2; HASPIN
종	인간
유전자ID (인간)	83903
유전자ID	83903
면역원	인간 HASPIN (NP_114171.2)의 아미노산 290-470번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q8TF76
단백질 분자량	88kDa
배송	아이스팩 포장