

Wb 및 Elisa용 Anti-Haus6 폴리클론항체 - Q7Z4H7

품목 번호: CM0031058



소개

인간 HAUS6(HAUS augmin 복합체의 핵심 구성 요소)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 유사분열 및 중심체 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HAUS6 Rabbit pAb
비고/별칭	Dgt6, FAM29A, HAUS6
종	인간
유전자 ID	54801
면역원	인간 HAUS6 (NP_060115.3)의 아미노산 676-955를 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q7Z4H7
단백질 분자량	109 kDa
배송	아이스백