

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Hax1 다클론 항체 - O00165

품목 번호: CM0024855

소개

WB, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증된 토끼 다클론 HAX1 항체입니다. 인간, 마우스, 쥐와 교차 반응합니다. 액틴 리모델링 및 세포 생존에 관여하는 HCLS1 관련 단백질 X-1(32kDa)을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HAX1 토끼 pAb
비고/별칭	SCN3, HSI1BP1, HCLSBP1, HAX1
종	인간
GeneID (인간)	10456
GeneID	10456
면역원	인간 HAX1(NP_006109.2)의 아미노산 1-279에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	O00165
단백질 무게	32kDa
배송	아이스팩