


Wb, Elisa용 항-Hb-Egf 토끼 단클론 항체 - Q99075

품목 번호: CM0002392



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA 응용 분야에서 인간 HB-EGF(DTR, HEGFL)를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 검증되었습니다. 성장 인자 및 디프테리아 독소 수용체 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HB-EGF 토끼 mAb
비고/별칭	DTR; DTS; DTSF; HEGFL; HB-EGF
종	인간
유전자ID (인간)	1839
면역원	인간 HB-EGF(Q99075)의 아미노산 50-150 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q99075
단백질 분자량	23kDa
배송 방식	아이스 팩