


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Hb-Egf 토끼 다클론 항체 - Q99075

품목 번호: CM0024627



소개

WB, IF/ICC, ELISA에서 검증된 항-HB-EGF 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 쥐와 교차 반응합니다. 심장 발달과 평활근 증식에 관여하는 핵심 EGFR 리간드인 프로헤파린 결합 EGF 유사 성장인자를 표적으로 합니다. 성장인자 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HB-EGF 토끼 pAb
비고/별칭	DTR, DTS, DTSF, HEGFL, HB-EGF
종	인간
GeneID (인간)	1839
GeneID	1839
면역원	인간 HB-EGF (NP_001936.1)의 아미노산 20-160번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q99075
단백질 분자량	23kDa
배송 방식	아이스 팩