


Anti-Hba2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If-P, Elisa - P69905

품목 번호: CM0029207



소개

이 anti-HBA2 토끼 폴리클론 항체는 인간, 마우스, 쥐에서 WB, IF-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 산소 운반 연구를 위한 헤모글로빈 서브유닛 알파를 표적합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HBA2 Rabbit pAb
비고/별칭	HBH; ECT7; HBA-T2; HBA2
종	인간
GeneID (Human)	3040
GeneID	3040
면역원	재조합 단백질
원료	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P69905
단백질 분자량	15kDa
배송	아이스백