


Wb, Elisa용 Anti-Hbb 다클론 항체 - P68871

품목 번호: CM0014282



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 Anti-HBB 토끼 다클론 항체입니다. 인간 및 랫드의 헤모글로빈 소단위 베타(P68871)를 표적으로 합니다. 산소 수송 및 빈혈 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HBB 토끼 pAb
비고/별칭	ECYT6; CD113t-C; 베타-글로빈; HBB
종	인간
GeneID (인간)	3043
GeneID	3043
면역원	인간 HBB(NP_000509.1)의 아미노산 47-147 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
항체 숙주	토끼
범주	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 랫드
SWISS	P68871
단백질 분자량	16kDa
배송	아이스백