


Wb 및 Elisa용 Anti-Hbγ2 토끼 다클로날 항체 - P69892

품목 번호: CM0029149



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용으로 검증된 고품질의 HBG2 토끼 다클로날 항체로, 인간 헤모글로빈 서브유닛 감마-2(태아 헤모글로빈)를 표적합니다. 헤모글로빈병, 산소 운반 및 적혈구 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HBG2 Rabbit pAb
비고/별칭	TNCY; HBG-T1; HBG2
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	3048
유전자 ID	3048
면역원	인간 HBG2 (NP_000175.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P69892
단백질 분자량	16kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)