


Anti-Hcar1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q9Bxc0

품목 번호: CM0019737



소개

HCAR1(GPR81)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체로, 인간, 마우스 및 래트에 반응합니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA 적용에 적합하며, 예상 단백질 무게는 39 kDa입니다. 지방산 신호 전달 및 대사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HCAR1 Rabbit pAb
비고/별칭	HCA1; GPR81; LACR1; FKSG80; GPR104; TAGPCR; TA-GPCR; HCAR1
종	인간
GeneID (인간)	27198
GeneID	27198
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9BXC0
단백질 무게	39kDa
배송	아이스백