

Anti-Hcfc1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P51610

품목 번호: CM0020920



소개

세포 주기 조절에 관여하는 전사 코조절 인자인 HCFC1(Host cell factor 1)을 표적하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA 어플리케이션에 대해 검증되었으며, 사람, 쥐, 랫트 샘플과 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HCFC1 Rabbit pAb
비고/별칭	CFF; HCF; HCF1; HFC1; MRX3; VCAF; HCF-1; MAHCX; XLID3; PPP1R89; HCFC1
종	사람(Human)
GeneID (사람)	3054
GeneID	3054
면역원	재조합 단백질 사람 HCFC1 (NP_005325.2)의 아미노산 1-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P51610
단백질 분자량	209kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)