

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Hcg Beta 단일클론항체 - P0Dn86

품목 번호: CM0010649



소개

인간 hCG beta (CGB)에 특이적인 토끼 단일클론항체로, 웨스턴 블롯, 면역형광, 면역조직화학 및 ELISA에 적합합니다. 생식 생물학 및 임신 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	hCG beta 토끼 mAb
비고/별칭	CGB; HCG; hCGB
종	인간
유전자 ID (인간)	93659
유전자 ID	93659
면역원	인간 CGB5의 아미노산 20-165에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_000728.1).
원천	토끼
범주	단일클론항체
응용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P0DN86
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스백