

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Hck 토끼 다클론 항체 - P08631

품목 번호: CM0022186



소개

인간 HCK(p59Hck/p61Hck)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 선천면역, 식균작용 및 세포 신호전달 연구에 적합합니다. CamelBio에서 공급합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	HCK 토끼 pAb
비고/별칭	JTK9, AIPCV, p59Hck, p61Hck, HCK
종	인간
GeneID (인간)	3055
GeneID	3055
면역원	인간 HCK(NP_001165600.1)의 아미노산 1-220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P08631
단백질 분자량	60kDa
배송	아이스백