

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Hcls1 폴리클로날 항체 - P14317

품목 번호: CM0024423

소개

WB, IHC-P 및 ELISA용으로 검증된 인간 HCLS1 (HS1, p75)에 대한 고품질의 토끼 폴리클로날 항체입니다. 마우스와 교차 반응합니다. 항원 수용체 신호 전달 및 조혈 계열 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HCLS1 Rabbit pAb
비고/별칭	HS1; p75; CTTNL; lckBP1; HCLS1
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	3059
유전자 ID	3059
면역원	제조합 단백질 인간 HCLS1 (NP_005326.2)의 아미노산 1-280에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	P14317
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)