


Wb, Elisa용 Anti-Hcn1 토끼 다클로날 항체 - O60741

품목 번호: CM0022350



소개

웨스턴 블로팅 및 ELISA용 HCN1 (BCNG-1)을 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 랫드에서 검증되었습니다. 뉴런의 과분극 활성화 전류 및 맥박 조절기(pacemaker) 활성화에서의 역할을 확인해 보세요.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	HCN1 Rabbit pAb
비고/별칭	BCNG1, DEE24, HAC-2, BCNG-1, EIEE24, GEFSP10, HCN1
종(Species)	사람 (Human)
GeneID (사람)	348980
GeneID	348980
면역원(Immunogen)	사람 HCN1 (NP_066550.2)의 아미노산 791-890 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫드(Rat)
SWISS	O60741
단백질 분자량(Protein Weight)	99kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)