


Wb, Elisa용 항-Hcov-229E 스파이크 S1 단클론 항체 - P15423

품목 번호: CM0007683



소개

HCoV-229E 스파이크 S1 당단백질에 대한 고품질 토끼 단클론 항체로, 수용체 결합 도메인을 특이적으로 인식합니다. 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었으며 바이러스학 연구 및 IVD 분석법 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HCoV-229E 스파이크 S1 토끼 mAb
유전자 ID	918758
면역원	인간 HCoV-229E 스파이크 S1 제조합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	HCoV-229E
SWISS	P15423
단백질 분자량	129kDa
배송 방식	아이스팩