


Wb, Elisa용 항-Hcov-229E 스파이크 S1 다클론 항체 - P15423

품목 번호: CM0020393



소개

HCoV-229E 스파이크 S1에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 아미노산 1074-1173 범위 내 합성 펩타이드를 인식합니다. 코로나바이러스의 부착 및 침입 메커니즘 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HCoV-229E 스파이크 S1 토끼 pAb
GeneID	918758
면역원	코로나바이러스 스파이크 S1 (NP_073551.1)의 아미노산 1074-1173 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	HCoV-229E
SWISS	P15423
단백질 분자량	129kDa
배송 방식	아이스 팩