


웨스턴 블롯(Wb), Elisa용 Anti-Hcov-229E 스파이크 S2 폴리클로날 항체 - P15423

품목 번호: CM0018894



소개

HCoV-229E 스파이크 당단백질의 S2 서브유닛을 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체. 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증되었으며, HCoV-229E에 대한 특이적인 교차반응성을 가집니다. 코로나바이러스 연구 및 진단 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HCoV-229E 스파이크 S2 토끼 pAb
GeneID	918758
면역원	코로나바이러스 스파이크 S2 (NP_073551.1)의 아미노산 1074-1173 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	HCoV-229E
SWISS	P15423
단백질 분자량	129kDa
배송	아이스백