


Wb, Elisa용 Anti-Hcov-Hku1 스파이크 S1 폴리클론항체 - Q5Mqd0

품목 번호: CM0020423



소개

HCoV-HKU1 스파이크 S1 단백질에 특이적인 토끼 폴리클론항체 (면역원: aa 100-200 내 펩타이드). WB 및 ELISA에서 검증됨. HCoV-HKU1 스파이크 당단백질을 인식합니다. 바이러스 침입 및 숙주 상호작용 연구에 이상적입니다. SWISS Q5MQD0.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HCoV-HKU1 스파이크 S1 토끼 pAb
종	인간 코로나바이러스 HKU1
유전자 ID	3200426
면역원	코로나바이러스 스파이크 S1 (YP_173238.1)의 아미노산 100-200 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	HCoV-HKU1
SWISS	Q5MQD0
단백질 분자량	152 kDa
배송	아이스백