


Anti-Hcov-Hku1 스파이크 S2 토끼 폴리클론 항체 (Wb, Elisa 용) - Q5Mqd0

품목 번호: CM0021582



소개

HCoV-HKU1의 스파이크 S2 서브유닛을 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증된 이 항체는 진단 분석법 개발 및 코로나바이러스 침투 메커니즘 연구를 위한 바이러스 융합 단백질을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HCoV-HKU1 스파이크 S2 토끼 pAb
비고/별칭	E2, 랩로머 단백질
GeneID	3200426
면역원	코로나바이러스 스파이크 S2 (YP_173238.1)의 아미노산 800-900 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	HCoV-HKU1
SWISS	Q5MQD0
단백질 무게	152kDa
배송	아이스팩