


Wb, Elisa용 Hcov-Nl63 스파이크 S2 다클론 항체 - Q6Q1S2

품목 번호: CM0020477



소개

HCoV-NL63 스파이크 S2 단백질(스파이크 당단백질, E2)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA 응용에 적합합니다. HCoV-NL63 스파이크를 인식합니다. 코로나바이러스 연구 및 진단 분석법 개발에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HCoV-NL63 스파이크 S2 토끼 pAb
유전자 ID	2943499
면역원	코로나바이러스 스파이크 S2(YP_003767.1)의 아미노산 1200-1300 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	HCoV-NL63
SWISS	Q6Q1S2
단백질 분자량	150kDa
배송	아이스팩