

Wb, Elisa용 Anti-Hcov-Oc43 Nucleoprotein 폴리클론항체 - P33469

품목 번호: CM0020571



소개

WB 및 ELISA용 HCoV-OC43 Nucleoprotein(N 단백질)을 표적하는 토끼 폴리클론항체. HCoV-OC43과 교차반응; 면역원은 아미노산 100-200에서 유래. 코로나바이러스 뉴클레오캡시드 및 조립 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HCoV-OC43 Nucleoprotein 토끼 pAb
유전자 ID	39105221
면역원	코로나바이러스 Nucleoprotein (YP_009555245.1)의 아미노산 100-200에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	HCoV-OC43
SWISS	P33469
단백질 분자량	49kDa
배송	아이스팩