


Wb, Elisa용 Anti-Hcov-Oc43 Spike S2 토끼 다클론 항체 - P36334

품목 번호: CM0019775



소개

HCoV-OC43 스파이크 당단백질의 S2 소단위체(Swiss-Prot P36334)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합하며, HCoV-OC43 교차 반응성을 검출하도록 검증되었습니다. 코로나바이러스 연구 및 진단 분석법 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HCoV-OC43 Spike S2 토끼 pAb
GeneID	39105218
면역원	코로나바이러스 Spike S2(YP_009555241.1)의 아미노산 782-881 영역에 해당하는 합성 펩타이드
유래	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	HCoV-OC43
SWISS	P36334
단백질 분자량	150kDa
배송	아이스팩