

Wb, Elisa용 Anti-Hcrt 토끼 다클로날 항체 - O43612

품목 번호: CM0027092



소개

사람 HCRT (Orexin 전구체)에 대한 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 사람, 쥐, 랫드 종에서 검증되었습니다. 수면-각성 조절 및 에너지 대사 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	HCRT Rabbit pAb
비고/별칭	OX; PPOX; NRCLP1; HCRT
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	3060
유전자 ID	3060
항원	합성 펩타이드 사람 HCRT (NP_001515.1)의 아미노산 34-66 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫드 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	O43612
단백질 분자량	13kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)