


## Wb, If-P, Elisa용 Anti-Hcrtr1 토끼 다클론 항체 - O43613

품목 번호: CM0017230



### 소개

사람 HCRTR1(오렉신 수용체 1형)을 표적으로 하는 고친화성 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF-P, ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스와 랫드에 대한 교차 반응성을 보입니다. 신경과학 및 대사 연구에 적합합니다.

### 자세히 알아보기

| 매개변수        | 값                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 제품명         | HCRTR1 토끼 pAb                                           |
| 비고/별칭       | OX1R; OXR1; ORXR1; HCRTR1                               |
| 종           | 사람                                                      |
| 유전자 ID (사람) | 3061                                                    |
| 유전자 ID      | 3061                                                    |
| 면역원         | 사람 HCRTR1(NP_001516.2)의 아미노산 150-250 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드 |
| 숙주          | 토끼                                                      |
| 분류          | 다클론 항체                                                  |
| 적용 분야       | WB, IF-P, ELISA                                         |
| 교차 반응성      | 사람, 마우스, 랫드                                             |
| SWISS       | O43613                                                  |
| 단백질 분자량     | 48kDa                                                   |
| 배송          | 얼음팩                                                     |