


Wb, Elisa용 항-Hcrtr2 다클론 항체 - O43614

품목 번호: CM0028266



소개

인간 오렉신 수용체 타입 2(HCRTR2)를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯과 ELISA에서 유효성이 검증되었으며 인간과 마우스에 교차 반응합니다. 수면-각성 조절 및 포도당 항상성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	HCRTR2 토끼 pAb
비고/별칭	OX2R; OXR2; ORXR2; HCRTR2
종	인간
유전자ID (인간)	3062
유전자ID	3062
면역원	인간 HCRTR2 (NP_001517.2)의 아미노산 380-444에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O43614
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스백