

Wb 및 Elisa용 Anti-Hd1 다클론 항체 - Q9Fdx8

품목 번호: CM0020410



소개

Oryza sativa에서 웨스턴 블롯 및 ELISA 응용 분야에 대해 검증된 Anti-Hd1 토끼 다클론 항체입니다. 개화를 조절하는 전사 인자인 아연 핑거 단백질 HD1을 검출합니다. 식물 발달 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Hd1 토끼 pAb
비고/별칭	Hd1; SE1; OsHd1; Hd1
종	Oryza sativa
유전자 ID	4340746
면역원	Oryza sativa Hd1(Q9FDX8)의 아미노산 1~320에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	Oryza sativa
SWISS	Q9FDX8
단백질 중량	43kDa
배송	아이스팩