

Elisa 및 Wb용 Anti-Hd3A Rabbit Polyclonal Antibody - Q93Wi9

품목 번호: CM0020915



소개

벼 플로리젠 Hd3a (OsJ_20191)에 대한 토끼 폴리클로날 항체. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, *Oryza sativa* Hd3a를 검출합니다. 개화 시기 및 식물 발달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Hd3a Rabbit pAb
비고/별칭	Hd3a; OsJ_20191
종	<i>Oryza sativa</i> (벼)
유전자 ID	4340185
면역원	<i>Oryza sativa</i> Hd3a의 아미노산 1-100 서열에 해당하는 재조합 퓨전 단백질. (Q93WI9)
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	<i>Oryza sativa</i>
SWISS	Q93WI9
단백질 분자량	20kDa
배송	아이스백