

Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 Anti-Hdac1 다클론 항체 - Q13547

품목 번호: CM0013561



소개

KD 검증된 HDAC1을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IP, IF/ICC, IHC-P 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 랫드와 교차 반응합니다. 후성유전학 및 전사 조절 연구에 신뢰할 수 있는 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KD 검증 완료] HDAC1 토끼 pAb
비고/별칭	HD1; RPD3; KDAC1; GON-10; RPD3L1; C1
종	인간
GeneID (인간)	3065
GeneID	3065
면역원	합성 펩타이드 인간 HDAC1(NP_004955.2)의 아미노산 393-482번 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질.
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q13547
단백질 분자량	55 kDa
배송 방식	아이스팩