

Wb, Elisa용 Anti-Hdac11 Rabbit Monoclonal Antibody - Q96Db2

품목 번호: CM0004123

소개

인간 HDAC11을 표적으로 하는 Rabbit monoclonal antibody로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 후성유전학 연구, 염색질 재구성, 전사 조절 연구에 필수적인 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	HDAC11 Rabbit mAb
비고/별칭	HD11
종	인간
유전자 ID (인간)	79885
유전자 ID	79885
면역원	인간 HDAC11 (NP_079103.2)의 아미노산 1-347에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q96DB2
단백질 분자량	39 kDa
배송	아이스백