

Wb, Elisa용 항-Hdac11 토끼 다클론 항체 - Q96Db2

품목 번호: CM0024959

소개

WB 및 ELISA 검증을 완료한 인간 HDAC11(SWISS: Q96DB2) 대상 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 히스톤 탈아세틸화 및 전사 억제에 관한 후성유전학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HDAC11 토끼 pAb
비고/별칭	HD11; HDAC11
종	인간
GeneID (인간)	79885
GeneID	79885
면역원	인간 HDAC11(NP_079103.2)의 아미노산 270-347 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q96DB2
단백질 무게	39kDa
배송	아이스팩