


Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa, Chip용 Anti-Hdac2 단클론 항체 - Q92769

품목 번호: CM0006601



소개

인간 HDAC2(히스톤 탈아세틸화효소 2)를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA 및 ChIP에 적합합니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 후성유전학 및 크로마틴 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HDAC2 Rabbit mAb
비고/별칭	HD2; RPD3; YAF1; KDAC2; HDAC2
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	3066
면역원(Immunogen)	인간 HDAC2 (Q92769)의 아미노산 389-488 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q92769
단백질 분자량(Protein Weight)	55kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)