


Anti-Hdac2 토끼 단일클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q92769

품목 번호: CM0003936



소개

인간 HDAC2에 대한 재조합 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블로팅(Western blot) 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 후성유전학 연구 및 IVD 검사법 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HDAC2 Rabbit mAb
비고/별칭	HD2, RPD3, YAF1, KDAC2, HDAC2
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	3066
유전자 ID	3066
면역원(Immunogen)	인간 HDAC2 (NP_001518.3)의 아미노산 1-100 내부 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q92769
단백질 분자량	55kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)