

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Hdac3 폴리클로날 항체 - O15379

품목 번호: CM0013913



소개

HDAC3를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 사람, 쥐, 그리고 랫트 HDAC3를 인식합니다. 크로마틴 생물학 및 후성유전학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HDAC3 Rabbit pAb
비고/별칭	HD3; RPD3; KDAC3; RPD3-2; HDAC3
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	8841
유전자 ID	8841
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 사람 HDAC3 (NP_003874.2)의 아미노산 329-428 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	O15379
단백질 분자량	49 kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)