

Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 항-Hdac3 토끼 단클론 항체 - O15379

품목 번호: CM0009519



소개

인간, 마우스, 래트, 원숭이에 걸쳐 반응성을 검증받은 고품질 항-HDAC3 토끼 단클론 항체입니다. 후성유전학, 염색체 생물학 및 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HDAC3 토끼 mAb
비고/별칭	HD3; RPD3; KDAC3; RPD3-2
종	인간
유전자ID (인간)	8841
유전자ID	8841
면역원	인간 HDAC3 (NP_003874.2)의 아미노산 299-428에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트, 원숭이
SWISS	O15379
단백질 분자량	49 kDa
배송	아이스백