

Wb, Ip, Elisa용 항-Hdac3 토끼 단클론 항체 - O15379

품목 번호: CM0003576



소개

인간, 마우스, 래트와 교차 반응성을 가지는 웨스턴 블롯, 면역침전 및 ELISA에서 검증된 토끼 단클론 HDAC3 항체입니다. 49 kDa 히스톤 탈아세틸화효소 3(HDAC3)은 염색질 재구성 및 유전자 침묵에 필수적입니다. 후성유전학 및 전사 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증 완료] HDAC3 토끼 단클론 항체
비고/별칭	HD3; RPD3; KDAC3; RPD3-2; HDAC3
종	인간
GeneID (인간)	8841
GeneID	8841
면역원	인간 HDAC3 (NP_003874.2)의 아미노산 329-428 내 서열에 해당하는 합성 펩티드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O15379
단백질 분자량	49kDa
배송 방식	아이스팩