

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Hdac3 토끼 다클론 항체 - O15379

품목 번호: CM0022752



소개

사람 HDAC3(히스톤 탈아세틸화효소 3)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 후성유전학 및 염색질 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HDAC3 토끼 pAb
비고/별칭	HD3; RPD3; KDAC3; RPD3-2; HDAC3
종	사람
유전자 ID (사람)	8841
유전자 ID	8841
면역원	사람 HDAC3(NP_003874.2)의 아미노산 299-428에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
동물 종	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	O15379
단백질 분자량	49kDa
배송	아이스팩