


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Hdac4 다클론 항체 - P56524

품목 번호: CM0013964



소개

인간 HDAC4(SWISS: P56524)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 후성유전학 및 암 연구에 이상적입니다. 단백질 분자량은 119 kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HDAC4 토끼 pAb
비고/별칭	HD4; AHO3; BDMR; HDACA; HA6116; HDAC-4; HDAC-A; NEDCHF; NEDCHID; HDAC4
종	인간
유전자 ID (인간)	9759
면역원	인간 HDAC4(NP_006028.2)의 아미노산 451-650에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P56524
단백질 분자량	119kDa
배송 방식	아이스 팩