

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Hdac5 토끼 다클론 항체 - Q9Uql6

품목 번호: CM0015733



소개

이 HDAC5 토끼 다클론 항체는 WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA 용도에 대해 검증되었습니다. 사람, 마우스 및 랫드 샘플에서 HDAC5를 검출하므로 암색질 조절 및 후성유전학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HDAC5 토끼 pAb
비고/별칭	HD5; NY-CO-9; HDAC5
종	사람
유전자 ID (사람)	10014
유전자 ID	10014
면역원	사람 HDAC5(NP_005465.2)의 아미노산 500-600 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
항체 생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	Q9UQL6
단백질 분자량	122kDa
배송	얼음팩