

Anti-Hdac6 (Hd6, Sfc6, Hdac5, Mhda2) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Z2V5

품목 번호: CM0012477

소개

마우스 및 랫트에서 WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 고품질 HDAC6 래빗 모노클로날 항체. 미세소관 역동성 및 단백질 분해에서 핵심 탈아세틸화효소인 마우스 HDAC6의 C-말단 영역(aa 836-1037)을 표적합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HDAC6 Rabbit mAb
비고/별칭	Hd6; Sfc6; Hdac5; mHDA2
종	마우스
GeneID (Human)	10013
GeneID	15185
면역원	마우스 Hdac6 (Q9Z2V5)의 아미노산 836-1037에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	래빗
카테고리	모노클로날 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫트
SWISS	Q9Z2V5
단백질 분자량	126 kDa
배송	아이스백