

Wb, Elisa용 Anti-Hdac6 단일클론 항체 - Q9Ubn7

품목 번호: CM0007478



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 Anti-HDAC6 토끼 단일클론 항체입니다. 인간 HDAC6(~131 kDa)을 인식하며, 이는 세포질 탈아세틸화효소로 자가포식, 응집소 형성 및 미세소관 역동성을 조절합니다. 암 및 신경퇴행성 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HDAC6 Rabbit mAb
비고/별칭	HD6; JM21; CPBHM; PPP1R90; HDAC6
종	인간
유전자 ID (인간)	10013
유전자 ID	10013
면역원	합성 펩타이드 인간 HDAC6 (NP_006035.2)의 아미노산 600-700에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9UBN7
단백질 분자량	131kDa
배송	아이스백