

Wb, Ihc-P, Ip, Elisa용 Anti-Hdac6 단일클론 항체 - Q9Ubn7

품목 번호: CM0008905



소개

인간 HDAC6 (Q9UBN7)을 타겟으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IHC-P, IP, ELISA에 대해 검증되었습니다. HDAC6 디아세틸라제는 미세소관 역학, 오토파지 및 응집체 형성을 조절하며, 암 및 신경 퇴행성 연구에 관련이 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HDAC6 Rabbit mAb
비고/별칭	HD6; JM21; CPBHM; PPP1R90; HDAC6
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	10013
GeneID	10013
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 인간 HDAC6 (Q9UBN7)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q9UBN7
단백질 분자량(Protein Weight)	131kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)