

Hdac6 토끼 다클론 항체 - Q9Ubn7

품목 번호: CM0016026



소개

인간 HDAC6에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 튜불린 탈아세틸화, 자가포식 및 응집체 형성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HDAC6 토끼 pAb
비고/별칭	HD6; JM21; CPBHM; PPP1R90; HDAC6
종	인간
유전자 ID (인간)	10013
유전자 ID	10013
면역원	인간 HDAC6의 아미노산 836-1104에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_006035.2)
항체 제조 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9UBN7
단백질 분자량	131kDa
배송	아이스팩