

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Hdac7 토끼 다클론 항체 - Q8Wui4

품목 번호: CM0025746



소개

인간 HDAC7에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 후성유전 및 전사 조절 연구에 적합합니다. - Q8WUI4.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HDAC7 토끼 pAb
비고/별칭	HD7; HD7A; HDAC7A; HDAC7
종	인간
유전자 ID	51564
면역원	합성 펩티드, 인간 HDAC7 (XP_011536783.1)의 아미노산 400-500 영역 내 서열에 상응하는 합성 펩티드입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8WUI4
단백질 분자량	103kDa
배송 방식	아이스 팩