


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Hdac8 폴리클로날 항체 - Q9By41

품목 번호: CM0029006



소개

CamelBio는 WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA 어플리케이션에 대해 검증된 고품질의 Anti-HDAC8 Rabbit Polyclonal Antibody (Q9BY41)를 공급합니다. 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 후성유전학적 조절에 관여하는 42kDa 히스톤 탈아세틸화효소를 타겟팅합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO Validated] HDAC8 Rabbit pAb
비고/별칭	HD8; WTS; RPD3; CDA07; CDLS5; KDAC8; MRXS6; HDACLI; C8
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	55869
유전자 ID	55869
항원(Immunogen)	인간 HDAC8 (NP_060956.1)의 아미노산 1-377에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
어플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q9BY41
단백질 분자량	42kDa
배송(Shipping)	아이스 팩