


Wb용 Anti-Hdac9 토끼 다클로날 항체 - Q9Ukv0

품목 번호: CM0014986



소개

WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증된 Anti-HDAC9 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트와 반응합니다. HDAC9는 후성유전학적 억제를 위해 히스톤을 탈아세틸화합니다; 111 kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HDAC9 Rabbit pAb
비고/별칭	HD7; HD9; HD7b; HDAC; HDRP; MITR; HDAC7; HDAC7B; HDAC9B; HDAC9FL; HDAC9
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	9734
유전자 ID	9734
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 인간 HDAC9 (NP_478056.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q9UKV0
단백질 분자량	111kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)