

Wb, Elisa용 Anti-Hdc 폴리클로날 항체 - P19113

품목 번호: CM0023170



소개

인간 히스티딘 탈카르복실효소(HDC, 유전자 ID: 3067)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체. WB 및 ELISA에서 검증됨; 인간, 마우스, 랫드와 교차 반응. 히스타민 생합성 연구용. UniProt: P19113.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HDC Rabbit pAb
비고/별칭	HDC; 히스티딘 탈카르복실효소
종	인간
GeneID (인간)	3067
GeneID	3067
면역원	인간 HDC (NP_002103.2)의 아미노산 2-249에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P19113
단백질 분자량	70kDa/74kDa
배송	아이스백